



Ministerio  
de **Salud Pública**

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
CLÍNICO REFERENCIALES PIFEMEFS**

<b>CÓDIGO PIFEMEFS Nº</b>	<b>EQU-23-R01</b>
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	<b>3 DE FEBRERO DEL 2013</b>
<b>NÚMERO REVISIÓN:</b>	<b>PRIMERA</b>
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	<b>EMISIONES OTOACÚSTICAS PORTÁTIL</b>
<b>DEFINICIÓN</b>	
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Descripción</b>	1.1. Pantalla LCD a color 1.2. Facil navegacion 1.3. Facil limpieza de la sonda 1.4. Resultados rapidos y exactos, máximo en 10 segundos por oido 1.5. Protocolo adulto, pediatrico y neonato 1.6. Impresora térmica de etiquetas 1.7. Automático y rápido de uso 1.8. Sistema de rechazo de ruidos 1.9. Sistema de calibración 1.10. Con memoria interna 1.11. Funciona con bateria de Litio recargable de larga duracion
<b>2. Accesorios</b>	2.1 Cables de conexión de longitudes distintas 2.2 Sondas de adulto, pediatrico y neonato. 2.3 Juego de olivas aldulto, pediatrico, neonatos 2.4 Cargador de batería
<b>3. Consumibles</b>	3.1. Rollo papel térmico 3.2. Juego de Pilas o Baterias dependiendo del sistema de alimentación. 3.3. Juego de olivas aldulto, pediatrico, neonatos 3.4. una batería
<b>4. Energía / Alimentación</b>	4.1 Pilas Alcalinas o Baterias de litio
<b>5. Garantía técnica fabricante</b>	5.1 Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
<b>6. Certificados de Calidad del Equipo</b>	6.1 EN 60601-1-2 y/o CE y/o FDA y/oTUV
<b>7. Tiempo de entrega</b>	7.1 Máximo 30 días
<b>8. Mantenimiento Preventivo</b>	8.1 Mantenimiento cada 4 meses
<b>9. Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	9.1 Presentar cronograma de mantenimiento fechado y que cumpla la frecuencia solicitada.