

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO DNES N°:      | SAC-01-R09                          |
| REVISIÓN:            | NOVENA                              |
| NOMBRE ECRI:         | ASPIRADORES, MAMAS                  |
| CÓDIGO ECRI:         | 10-485                              |
| NOMBRE GENÉRICO:     | SACALECHE ELECTRICO HOSPITALARIO    |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020 |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO                                  | VALOR                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control / Visualización / Material</b> |                                                                                          |
| Pantalla                                  | Requerido                                                                                |
| Material de contacto con la leche materna | Libre de BPA o Bisfenol A                                                                |
| Copas, mangueras, botellas                | Reusables                                                                                |
| <b>Sistema de control</b>                 |                                                                                          |
| Tipo                                      | Hospitalario                                                                             |
| Funcionamiento                            | Eléctrico / electrónico                                                                  |
| Presión de funcionamiento                 | Rango superior $\geq 30\text{mmHg}$                                                      |
| Sistema de extracción                     | Doble                                                                                    |
| Sistema de protección                     | Contra derrame/ sobrellenado / desbordamiento                                            |
| <b>Parámetros de funcionamiento</b>       |                                                                                          |
| Fase de estimulación                      | Requerido                                                                                |
| Fase de extracción                        | Requerido                                                                                |
| Regulación de presión                     | Manual, automática (opcional)                                                            |
| <b>Accesorios</b>                         |                                                                                          |
| Filtros de entrada de líquidos            | Dos (2) (en caso de aplicar)                                                             |
| Canastillas para botellas                 | Dos (2) capacidad de la botella a elección del Establecimiento de Salud                  |
| Baterías                                  | Las que necesite el equipo para su buen funcionamiento, recargables (en caso de aplicar) |
| Cargador de baterías                      | Que sea compatible con baterías (en caso de aplicar)                                     |
| <b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>             |                                                                                          |
| Energía / Alimentación                    | Baterías y/o 110 VAC ~ 127 VAC                                                           |
| Garantía técnica fabricante               | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.                    |
| Certificados de Calidad del Equipo        | Al menos dos (02) de las siguientes certificaciones: CE y/o FDA; IEC 60601-1             |

SA

A

em